

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

简单解决方案 应对多样包埋

HistoCore Arcadia 包埋系统



我们深知包埋对病理何等重要

宽适的工作区



对称、平整的加热工作区使您可以流畅地移动、预热包埋盒、模具和其它配件,实现更合理的工作流程。

大容量托盘



大容量托盘适合放置常用脱水篮。托盘盖可半开,以保持温度稳定。

稳定的操作



精准控制,至关重要。符合人体工学设计的腕垫帮助提升手部稳定性和舒适度,特别是在进行高难度的活检包埋时。

针对您的需求而设计的包埋系统



- ▶ HistoCore Arcadia 包埋系统助您实现顺畅的工作流程、简单快捷的操作和灵活到位的控制。
- ▶ 腕垫设计,提升舒适度和稳定性。
- ▶ 改良放大镜,专用于小型活检包埋; LCD 触摸屏,实现直观控制和对整个 HistoCore Arcadia 包埋系统的监控。

因此我们不断改进每一步流程

清晰的视野



明亮的白色 LED 照明能够有效地提升样品的对比度和**可见度**，特别是那些透明、半透明的组织。易于调节的放大镜能够**轻松定位**到最合适观察的位置，帮助您包埋较小、复杂的**活检样品**。

高效的冷却



自适应温度调节的冷台，在环境温度不断变化的情况下也能确保**宽大的表面**始终保持合适的温度，确保**高负荷**状态下流畅的工作流程。

易于清洁



易于清洁的金属框架和腕垫。专用刮铲，设计**坚固**，可**清理**所有凹槽和缝隙。

技术参数

► HistoCore Arcadia H —— 热台

新特性:

工作温度:	50°C 至 75°C，以 1°C 增幅进行调节
可拆卸式托盘:	容纳约 150 个包埋盒 (与 Peloris 包埋盒篮兼容)
石蜡缸:	最多 4 L
照明:	白色 LED
显示屏:	5.7 英寸 LCD 电容触摸屏

其它参数:

电源:	100-120 VAC, 220-240 VAC, 50/60 Hz
功耗:	最大 1000 VA
工作环境温度:	+20°C 至 +30°C
尺寸(深 x 宽 x 高):	636 mm x 560 mm x 384 mm
重量:	27 kg
选配件:	<ul style="list-style-type: none">符合人体工学的放大镜用于过滤液态石蜡的过滤网脚踏开关

► HistoCore Arcadia C —— 冷台

新特性:

工作温度:	-6°C (自调节)
保证最低工作负荷量:	30 分钟凝固 65 个蜡块

其它参数:

电源:	100 V/100-120 VAC/220-240 VAC, 50/60 Hz
功耗:	最大 400 VA
工作环境温度范围:	+20°C 至 +30°C
尺寸(深 x 宽 x 高):	636 mm x 400 mm x 384 mm
重量:	32 kg

► EGF —— 可电加热镊子

尺寸(深 x 宽 x 高):	155 mm x 80 mm x 100 mm
重量:	约 1.5 kg
工作温度范围:	+15°C 至 +40°C



全方位包埋解决方案

- 镊子: 人体工程学设计, 降低重复性疲劳。
- 石蜡: 多种规格石蜡, 满足您实验室的各种需求。
- Surgipath 9000 TRIMEASE 修蜡仪: 便捷去除蜡块边缘石蜡, 避免碎屑的飞溅。
- Parafree 包埋模具: 消除石蜡飞溅现象。

LEICA BIOSYSTEMS

Leica Biosystems 是病理工作流程解决方案供应商, 整合工作流程中的每一个步骤。作为拥有从取材到诊断这一完整工作流程的企业, 我们有特色的市场定位, 致力于打破各个工作步骤之间的限制。“推进癌症诊断, 呵护生命”是我们的使命, 也是我们企业文化的核心。我们提供的产品易于使用、稳定可靠, 有助于提升工作流程效率和诊断可信度。公司总部位于德国的诺斯络赫 (Nussloch), 业务遍及全球 100 多个国家。



Leica Biosystems 提供丰富全面的病理产品, 选择我们就是选择了高品质产品和专业技术。我们提供全方位的解决方案, 帮助您改进工作流程, 提升诊断准确度, 实现我们的共同目标 — 更好地服务造福患者。

北美销售和客户支持

北美	800 248 0123
----	--------------

亚太销售和客户支持

澳大利亚	1800 625 286
中国	+85 2 2564 6699
日本	+81 3 5421 2804
韩国	+82 2 3416 4500
新西兰	0800 400 589
新加坡	+65 6550 5999

欧洲销售和客户支持

关于欧洲各大销售点或分销商的详细联系信息, 请访问我们的网站。

石蜡包埋机注册号: 沪浦械备20150115号
生产企业: 徕卡显微系统(上海)有限公司

95.13542 修订版 B · 2018 年 5 月 · © 2018 Leica Biosystems Nussloch GmbH, Nussloch, Germany 版权所有。
如有修改, 恕不另行通知。LEICA 和徕卡标志是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标。
Paraplast 是 Leica Biosystems Richmond Inc. 在欧洲、美国以及其它国家的注册商标。